


オープン of 新たな聞こえの世界



oticon
PEOPLE FIRST

オーティコンオープンの極めて高速な処理能力では周囲の全方位の音環境を分析します。音とノイズを正確に区分し、不要なノイズだけを抑えて、より自然な360°の音の世界を届けます。周りの人の声が自然と耳に届くことで、ご自身が聞きたい会話に耳を傾けることができます。

これまでの補聴器技術




これまでの補聴器技術では、レストランのような騒音があり聞き取りの難しい環境では、周りの音を遮断して、主に正面の一人の話者の会話の聞き取りを高めるよう聞こえを狭めていました。周囲の会話やグラスの音などは聞き取りを妨げるノイズとして抑制され補聴器ユーザーにとっては、周囲の音が消し取られた、人工的な聞こえを余儀なくされてきました。

会話の詳細までをより理解でき、疲れを少なくして会話の内容を覚えやすく

オープンサウンドナビゲータが複数の会話やノイズのバランスをはかることで、騒音下であっても、ユーザーは、会話に集中しながらも周囲の人の声や音にも耳を傾けることができ、自在に注意を切り替えられます。

これまでの補聴器では、ユーザーは前の一人の会話だけが聞こえ、その他の音は抑制されてしまっていました。オープンサウンドナビゲータは、周囲の環境を毎秒100回以上分析し、その環境にある音の一つひとつのバランスを図ることで、会話を邪魔することなく周囲の音もユーザーの耳へ届けることができます。ユーザーは、より自然な音の情景を体感することができます。




二つの独立した通信システムをひとつの補聴器へ同時に搭載

ツインリンク

オーティコン オープンは、補聴器本体に業界初となる2つの独立したワイヤレス通信システムを搭載し、処理内容に応じてこれらの通信システムを使い分けます。

ツインリンクと呼ばれるこの技術では、補聴器のサイズや電子消費への妥協なしに、電池消費を適切に抑えながら、補聴器の両耳間通信機能とテレビやiPhone®、テレビやその他の外部機器との音声などのストリーミング通信の最適な接続を実現します。



OTICON | **Opn S**

オーティコン | オープン エス


Open up your Experience

OTICON | **Opn**

オーティコン | オープン

オープンS / オープン の聞こえ方

従来の聞こえ



聞き手の正面の音を中心に他の音はさえぎられている



先進のテクノロジー、オープンサウンドナビゲーターにより、

あなたの
音環境が変わる

自然な聞こえに近く
疲れにくい

オープンS1 / オープン1



最も背景ノイズが抑えられクリアな聞こえで疲れにくい

オープンS2 / オープン2



背景ノイズがかなり抑えられ聞き取りが向上

オープンS3 / オープン3



背景ノイズ抑制は少な目だが、聞きたい音は360°からクリアに届く

夜の充電で一日を通じて補聴器が使える

充電式のミニRITE Rは、何よりも使いやすさを追求しました。一日の終わりに専用の充電器に補聴器をセットするだけで、電池の入れ替えは不要です。朝にフル充電された補聴器を装着すれば補聴器もストリーミング機能も一日を通してお使いいただけます。

もし寝ている間に、充電をし忘れたとしても、30分の急速充電で6時間補聴器をお使いいただけます。

ミニRITE R専用の充電器は生活に自然になじむように設計され、ベッドサイドに置きやすいデザインです。またミニRITE Rはテレコイルを搭載。ヒアリンググループを取り入れた公共の施設などでサウンドシステムに接続いただくことができます。

取り扱い簡単！

リチウムイオン充電電池の駆動時間は、難聴の度合い、ライフスタイル、お使いいただくストリーミング機能の組み合わせによっても異なります。



充電器に一晩おいておくれ




LED ライトで充電の状態をお知らせ




充電器から外すと
自動的に電源がオン



オープン S / オープン 1, 2, 3 の機能差について

	Opn S1 Opn 1 	Opn S2 Opn 2 	Opn S3 Opn 3 
脳の聞く働きのサポートレベル	レベル 1	レベル 2	レベル 3
あらゆる環境で360°からの声を届ける	● ● ●	● ● ●	● ● ●
素早い騒音抑制	● ● ●	● ●	●
音の位置の捉えやすさ	● ● ●	● ●	●
ことばの明瞭さ	● ● ●	● ●	●
聞こえの好みに合わせた個別化	● ● ●	● ●	●
周波数帯域	10000 Hz	8000 Hz	8000 Hz

OTICON | **Opn**



Opn S1

Opn 1

両耳 ¥1,000,000

片耳 ¥550,000

Opn S2

Opn 2

両耳 ¥540,000

片耳 ¥300,000

Opn S3

Opn 3

両耳 ¥420,000

片耳 ¥230,000

※ Opn Sの充電タイプは充電器¥33,000が必要

Oticon Siya




両耳 ¥320,000

片耳 ¥180,000




環境適応マルチバンド指向性LX

周りの音環境の変化に合わせて迅速に動作し、騒音を素早く抑制します。




シングルコンプレッションLX

圧縮と増幅により音を可聴範囲に届けます。



ノイズリダクションLX

言葉と言葉の間にあるような聞き取りを防げるノイズであっても超高速で抑制します。




スピーチレスキューLX

聴力によっては活用の難しい高い音を、より低い周波数で聞こえるようにします。



ウインドノイズマネジメント

風切り音が多い環境でも、会話の聞き取りを向上させます。



ハウリングシールドLX

ハウリングを素早く、効果的に抑制します。